

GoldT® ist eine Goldspirale. Eine effektive, hormonfreie und zuverlässige Methode zur langjährigen Schwangerschaftsverhütung mit guter Verträglichkeit. Eine echte Alternative zur täglichen Einnahme der Pille.

GoldT® besteht aus einem T-förmigen, gewebefreundlichen Kunststoffträger, um den ein feiner Kupferdraht mit Goldkern gewickelt ist, welcher für eine längere Haltbarkeit sorgt. GoldT® vereint die Edelmetalle Kupfer und Gold. Das Edelmetall ist besonders beständig und schafft damit die besten Voraussetzungen für eine sichere Langzeitverhütung.



WB Pharma GmbH, Seeburgstrasse 18, CH-6006 Luzern, T +41 78 632 85 98
info@wb-pharma.ch, gold-spirale.ch



Für den perfekten Schutz.
WEIL IHR KÖRPER ES WERT IST.



Gold T®
NATÜRLICH. SICHER. HORMONFREI.

Für jede Frau.
NUR DAS BESTE.

- > Hormon- und schmerzfrei
- > Hohe Sicherheit
- > Sorgenfreie Langzeitverhütung
- > 5 Jahre Schutz



Die Goldspirale. Sicher gut. SO FUNKTIONIERT GOLD T[®]

Gold T[®]
NATÜRLICH. SICHER. HORMONFREI.

Durch die Abgabe von Kupferionen werden die Beweglichkeit der Spermien und die Einnistung der Eizelle verhindert. Gold ist besonders beständig und dies macht sich die Goldspirale zu Nutze. Der Goldkern sorgt für eine längere Haltbarkeit.

Ihre Gynäkologin / Ihr Gynäkologe kann die Spirale einsetzen. Mit einer speziellen Einführhülse wird sie schnell und unkompliziert in die Gebärmutterhöhle eingebracht, wo sie ständig Kupferionen abgibt, die Spermien in ihrer Beweglichkeit stark einschränken und eine Einnistung in der Eizelle verhindern. Der Goldkern sorgt für eine längere Haltbarkeit. Die GoldT[®] Spirale kann jederzeit entfernt werden. Nach dem Entfernen ist die Fruchtbarkeit sofort wieder hergestellt.

Entscheidend ist und bleibt das persönliche Gespräch mit Ihrer Gynäkologin/Ihrem Gynäkologen, ob die GoldT[®] Spirale für Sie geeignet ist.

Die Goldspirale bietet, wie auch alle anderen Verhütungsmittel mit Ausnahme des Kondoms, keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen.

